

RÉCIPIENTS CRYOGÉNIQUES

ARPEGE 170 LIQUIDE



- Récipient cryogénique de moyenne capacité
- Conservation de produits biologiques de petite taille en phase liquide
- Capacité de 172 L
- En aluminium

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les récipients **ARPEGE** permettent de stocker tous types d'échantillons dans l'azote. Les versions intégrant le système Cryomémo assure un stockage en toute sécurité des échantillons avec une traçabilité totale sur les températures et leur monitoring.

Conservation dans :

Azote liquide

Conçu pour :

Echantillons biologiques

Spécifications

Autonomie statique	215 Jour*
Diamètre du col	215 mm
Evaporation journalière	0.8 l/jour*
Poids à vide	71 kg**
Poids à plein	210 kg**
	44880 de 0,25ml
	- 16320 de 0,5ml
	- 14280 paillettes
Capacité totale en paillettes :	CBS
Tubes de 2 ml (par boîte de 100 tubes - 4 racks de 5 étages)	6000
Tubes de 5 ml (par boîte de 81 tubes - 4 racks de 3 étages)	2430
Poches de 25 ml	396

*L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mbar, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

**Sans équipements

Les + qui font la différence

Polyvalent :

Rangement par rack ou canister

Manipulation sécurisée :

Système de blocage individuel des boîtes

INFO +

Dispositif Medical de Classe IIa - Code GMDN 16534

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité Individuels appropriés (gants, lunettes de sou-
dage, tablier)

Encombrement

Longueur (L) : 683 mm
Hauteur (H) : 1211 mm
Profondeur (D) : 769.5 mm
Poids net : 71 kg

Manuel d'emploi

OP

Configuration du modèle

Livré de base sans aménagements.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Matière	Type d'équipement	Option
171976	ARPEGE 170 NU	N2 (Liq)	Aluminium	SIMPLE	
171977	ARP170-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium	INITIAL : avec CryoMemo	
171978	ARP170-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium	ESSENTIAL : avec Cryo-Memo	Remplissage automatique
171979	ARP170-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium	ESSENTIAL + : avec CryoMemo	Remplissage automatique et Dégazage

Options

	Référence	Désignation longue
	116524	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=1,5m