

# RÉCIPIENTS CRYOGÉNIQUES

## ARPEGE 140 LIQUIDE



- Récipient cryogénique de moyenne capacité
- Conservation de produits biologiques de petite taille en phase liquide
- Capacité de 144 L
- En aluminium

Laboratoires et Analyses

### Domaines d'application

Les récipients **ARPEGE** permettent de stocker tous types d'échantillons dans l'azote. Les versions intégrant le système Cryomémo assure un stockage en toute sécurité des échantillons avec une traçabilité totale sur les températures et leur monitoring.

#### Conservation dans :

Azote liquide

#### Conçu pour :

Echantillons biologiques

### Spécifications

Autonomie statique .....	192 Jour*
Diamètre du col .....	215 mm
Evaporation journalière .....	0.75 l/jour*
Poids à vide .....	66 kg**
Poids à plein .....	171 kg**
	33660 de 0,25ml
	- 12240 de 0,5ml
	- 10710 paillettes

Capacité totale en paillettes : ..... CBS

Tubes de 2 ml (par boîte de 100 tubes - 6 racks de 8 étages) ..... 4800

Tubes de 5 ml (par boîte de 81 tubes - 6 racks de 4 étages) ..... 1944

Poches de 25 ml ..... 330

\*L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mbar, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

\*\*Sans équipements

### Les + qui font la différence

#### **Polyvalent :**

Rangement par rack ou canister

#### **Manipulation sécurisée :**

Système de blocage individuel des boîtes

#### INFO +

Dispositif Medical de Classe IIa - Code GMDN 16534

### Alerte Sécurité

⚠ Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité Individuels appropriés (gants, lunettes de sou-  
dage, tablier)

# Encombrement

Longueur (L) : 683 mm  
Hauteur (H) : 1094 mm  
Profondeur (D) : 769.5 mm  
Poids net : 66 kg

## Manuel d'emploi

OP

## Configuration du modèle

Livré de base sans aménagements.

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Matière	Type d'équipement	Option
171970	ARPEGE 140 NU	N2 (Liq)	Aluminium	SIMPLE	
171971	ARP140-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium	INITIAL : avec CryoMemo	
171972	ARP140-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium	ESSENTIAL : avec Cryo-Memo	Remplissage automatique
171973	ARP140-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium	ESSENTIAL + : avec CryoMemo	Remplissage automatique et Dégazage

## Options

	Référence	Désignation longue
	116524	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=1,5m