

ACCESSOIRES FREEZAL

.

Produits

Référence	Designation courte
120358	Rack support pour congelation de Poche (11)
136752	Ensemble Joint couvercle
136753	Kit fusibles
136754	Ensemble alimentation PC
136755	Ensemble capteur couvercle
136756	Ensemble moto-turbine
136757	Ensemble bouton on / off
136758	PC tactile
136759	Sonde de température
136760	Ensemble couvercle
120356	Rack support pour congelation de tube (type baguette)
136762	Bac de retension
136763	Connecteur USB lateral
136764	Connexion USB,RJ45,SubD arriere
136765	Cordon secteur
136766	Kit 4 pieds
136768	Coffret commande
120354	Rack support pour congelation de paillette (horizontal - 30)
136771	Rack support pour congelation de 100 tube 2-5 ml
151021	Kit calibration Freezal
156304	Ensemble alimentation PC 12V
156305	Ensemble nouveau PC tactile 12V
163562	Ventilateur pour ancien panel PC
120353	Rack support pour congelation de paillette (Vertical - 144 / 196)
163566	Câble electrovanne FREEZAL
163573	Contacteur couvercle freezal N°41 et plus
163576	Ens. 2 racks 13 poches 25ml FREEZAL
163577	Sonde de température pour poche 25ml
163578	Sonde de température angle 90°
163586	Ens. Bloc EV Burkert
163580	Connexion azote EV Burkert
172323	Option réseau FREEZAL

Référence	Designation courte
136775	Ensemble aimant-fermeture
136776	Carenage