

# CHARIOT : CHARIOT



- Support bouteille pour transporter et mettre en oeuvre en toute sécurité
- Adapté pour une bouteille
- En acier peint

# Encombrement

Longueur (L) : 1100 mm

Hauteur (H) : 690 mm


Hauteur (H1) : 150 mm

Profondeur (D) : 440 mm

Profondeur (D1) : 397 mm

Ø1 : 200 mm

Poids net : 11 kg



# Produits

Référence	Designation courte	Matière
176574	CHARIOT 1 BOUTEILLE B11 B15 B20 B50	Acier