

ACCESSOIRES CRYOGÉNIE
ACCESSOIRES ELECTRICITY

.



Produits

| Référence | Designation courte |
|-----------|--|
| 152390 | Boîtier d'affichage |
| 152384 | Carte serveur programmé |
| 152357 | Interrupteur avec clé |
| 152359 | Nappe de liaison 26 brins J17-J18 |
| 152360 | Nappe de liaison 16 brins J15-J27 |
| 152361 | Pile bouton CR2032 3V 180mAH |
| 152362 | cable EV remplissage/sécurité de remplissage |
| 152385 | Sonde de dégazage (option NH104805-1) |
| 152363 | cable Evdégazage (option NH104805-1) |
| 152588 | Control box |
| 152386 | Sonde de sécurité de remplissage |
| 152387 | Sonde de température récipient |
| 152356 | Cable coffret vers afficheur |
| 152389 | Boîtier d'alimentation 230 V/1 A x 24V 50hz |
| 152355 | Cable for Alimentation |
| 152380 | Carte 4-20 mA |
| 152381 | Carte embase EV |
| 152382 | Carte embase SONDES |
| 152383 | Carte RS485 |