

# ACCESSOIRES CRYOGÉNIE COM- MUNS

.



# Produits

Référence	Designation courte
116184	Capot bleu pour Voyageur 5 et 12
116603	Poignee cintree pour gamme GT / Voyageur5/12 & TR7/11
116595	Bouchon pour GT3/7/9/9D (pour canister en plastique)
116182	BOUCHON CANISTER PLASTIQUE GT2 ET VOY2
116183	SANGLE POUR GT2 + VOYAGEUR 2
116185	MAIN COURANTE (TP ET RH)