

ACCESSOIRES CRYOGÉNIE

ACCESSOIRES GNL

.

Produits

Référence	Designation courte
116591	BOITIER ALIMENTATION 4X24V
116573	Electrovanne 24V
116582	INDIC NIVEAU POUR REGUL ESP/RCB/ARP
116584	Indicateurde Niveau Phase Liquide (Regulation) (Modèle à préciser)
116585	Coffret de regulation & Tele-surveillance numerique (RS485)
116586	Carte de Tele-surveillance 4/20mA du Niveau ou de la Temperature
116587	Carte regulation Liquide - Alarme a 5%
116588	Carte Regulation Liquide 4/20mA - Alarme a 10%
116589	Carte regulation Gaz - Alarme a 20 %
116590	Boitier Cryo-Simulator
136777	Cable Cde EV/ Boitier (ARPEGE, RCB & ESPACE NC)
116575	Boitier de base pour cartes 4/20 mA
116576	Systeme anti-debordement (boitier seul) pour Espace/RCB
116577	Indicateur de Niveau Phase Gaz (Regulation) (Modèle à spécifier)
116578	SONDE TEMPERATURE ANTI DEBORDEMENT
116579	SONDE TEMP DEGASAGE ESP/RCB/ARP
116580	INDIC NIVEAU SIMPLE ESP/RCB/ARP
116581	INDIC TEMP SIMPLE ESP/RCB/ARP