

FLEXIBLES : FLEXIBLES CRYOGÉNIQUES



- Flexibles cryogéniques
- Transfert de fluides cryogéniques
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les **flexibles cryogéniques** de transfert permettent de véhiculer de façon continue des fluides cryogéniques tels que l'azote ou l'argon liquide d'un réservoir de stockage à un point d'utilisation.

Conçu pour :

Azote liquide, Argon liquide

INFO +

Vérifier qu'il n'y aucun risque d'emprisonnement de liquide

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité Individuels appropriés (gants, lunettes de soudage, tablier)

Produits

Référence	Designation courte	Gaz
116523	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=1,1m	N2 (Liq)
116524	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=1,5m	N2 (Liq)
116525	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=2m	N2 (Liq)
116526	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=3m	N2 (Liq)
116527	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=4m	
116528	Flexible DN10 - 180/180 pour Oxygene Lg 1,1m	
116543	Flexible DN16 - 630/180 pour Azote Lg=1,5m	N2 (Liq)
116544	Flexible DN16 - 630/180 pour Azote Lg=2,2m	N2 (Liq)
116545	Flexible DN16 - 630/180 pour Azote Lg=3m	
116546	Flexible DN16 - 630/180 pour Azote Lg=4m	N2 (Liq)
116547	Flexible DN16 - 630/180 pour Oxygene Lg 1,5m	
116548	Flexible DN16 - 630/180 pour Oxygene Lg 2,2m	
116549	Flexible DN16 - 630/180 pour Oxygene Lg 3m	
116551	Flexible DN16 - 630/630 pour Azote Lg=3m	N2 (Liq)
116552	Flexible DN16 - 630/630 pour Azote Lg=4m	
116553	Flexible DN25 - 630/630 pour Azote Lg=5m	
116554	Flexible DN25 - 630/630 pour Azote Lg=6m	
116555	Flexible DN16 - 630/630 pour Oxygene Lg 3m	
116556	Flexible DN16 - 630/630 pour Oxygene Lg 4m	