

RÉCIPIENTS CRYOGÉNIQUES

ARPEGE 110 GAZ



- Récipient cryogénique de moyenne capacité
- Conservation de produits biologiques de petite taille en phase gaz
- Capacité de 15 L
- En aluminium

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les récipients **ARPEGE** permettent de stocker tous types d'échantillons dans l'azote. Les versions intégrant le système Cryomémo assure un stockage en toute sécurité des échantillons avec une traçabilité totale sur les températures et leur monitoring.

Conservation dans :

Azote gazeux à températures cryogéniques

Conçu pour :

Echantillons biologiques

Spécifications

Le stockage dans les vapeurs d'azote limite les risques de contamination croisée et facilite la manipulation des échantillons biologiques.

Autonomie statique	20 Jour*
Diamètre du col	215 mm
Evaporation journalière.....	0.75 l/jour*
Poids à vide	55 kg**
Poids à plein.....	69 kg**
	14960 de 0,25ml
	- 5440 de 0,5ml -
Capacité totale en paillettes :	4760 paillettes CBS
Tubes de 2 ml (par boîte de 100 tubes - 4 racks de 9 étages)	3200
Tubes de 5 ml (par boîte de 81 tubes - 4 racks de 5 étages)	1296
Poches de 25 ml	176

*L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mbar, récipient immobile sans bouchon.

**Sans équipements

Les + qui font la différence

Polyvalent :

Rangement par rack ou canister

Manipulation sécurisée :

Système de blocage individuel des boîtes

INFO +

Dispositif Medical de Classe IIa - Code GMDN 16534

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité Individuels appropriés (gants, lunettes de soudeuse, tablier)

Encombrement

Longueur (L) : 586 mm
Hauteur (H) : 1145 mm
Profondeur (D) : 672.5 mm
Poids net : 55 kg

Manuel d'emploi

OP

Configuration du modèle

Livré de base sans aménagements.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Matière	Type d'équipement	Option
171968	ARP110-G-ITNR-RS/420+MEMO	N2	Aluminium	ESSENTIAL : avec Cryo-Memo	Remplissage automatique
171969	ARP110-G-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2	Aluminium	ESSENTIAL + : avec CryoMemo	Remplissage automatique et Dégazage

Options

	Référence	Désignation longue
	116524	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=1,5m