

# ACCESSOIRES CRYOGÉNIE

## ACCESSOIRES TP



# Produits

Référence	Designation courte
117002	Ensemble de Niveau a flotteur pour TP35
117011	Capot de protection de niveau pour TP
117013	Ressort de niveau TP35
117014	Ressort de niveau TP60
117015	Ressort de niveau TP100
117016	Embout NL pour vanne 1/4" a visser (laiton)
117017	Embout NL vanne 3/8" a visser (laiton)
117018	Coude de soutirage avec brise jet pour TP
31625	Soupape 0,5 bar (pour TP)
117019	Bouchon pour TP35/TP60/TP100
117003	Ensemble de Niveau a flotteur pour TP60
117020	Kit regulateur-rechauffeur pour TP
117022	Manometre de 0 a 1,6 bar - trait rouge 0,7 bar
117023	Manometre 0 a 1,6 bar trait rouge 0,5 bar
117024	Raccord Orientateur
117025	Ecrou bas
117026	Raccord orienteur 1/4" pour TP ancien modele
117027	Ecrou orienteur 1/4" pour TP ancien modele
136819	Embout porte accessoires pour TP
117004	Ensemble de Niveau a flotteur pour TP100
117005	Joint de voyant de niveau
117007	Robinet 1/4 femelle-femelle (mise en pression)
117009	Douille cannelée 1/4" DN10
117010	Douille cannelée 3/8" DN16
116180	COLLIER DE SERRAGE DN50 AMAGNETIQUE