

CRYOGENE RECIPIËNTEN VOYAGEUR 2



- Cryogeen recipiënt met droog reservoir
- Transport van biologische producten in alle veiligheid zonder spatten van vloeibare stikstof
- Capaciteit van 1.75 l
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Opslagcapaciteit	1.75 l
Statische autonomie.....	17 d*
Hals diameter	30 mm
Dagelijkse verdamping	0.08 l/day
Leeggewicht	2.4 kg
Volgewicht	3.5 kg

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Dimensies:

Hoogte (H) : 395 mm

Ø2 : 174 mm

Nettogewicht : 2.4 kg

Handleiding:

OP VOYAGEUR


Bestelinformatie:

Geleverd met 2 canisters (met 1 cup level)

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113531	VOYAGEUR2 G 2 BUS RIETJES	N2 (Liq)	Aluminium

Options

	Referentie	Long designation
	116182	DOP CANISTER PLASTIEK GT2 & VOYAGEUR2