

CRYOGENE RECIPIËNTEN

ARPEGE 110 LIQUID



- Cryogeen recipiënt met gemiddelde capaciteit
- Bewaren van kleine biologische producten in de vloeistoffase
- 116 L inhoud
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Statische autonomie.....	155 d*
Hals diameter	215 mm
Dagelijkse verdamping	0.75 l/day*
Leeggewicht	55 kg**
Volgewicht	149 kg**

*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

**zonder apparatuur

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Dimensies:

Lengte (L): : 586 mm
Hoogte (H): : 1145 mm
Diepte (D): : 672.5 mm
Nettogewicht : 55 kg

Handleiding:

OP ARPEGE

Bestelinformatie:

Standaard geleverd zonder beslag.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
171964	ARPEGE110	N2 (Liq)	Aluminium
171965	ARP110-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171966	ARP110-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171967	ARP110-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium

Options

	Referentie	Long designation
	116524	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=1,5M)