

# CRYOGENE RECIPIËNTEN VOYAGEUR 12



- Cryogeen recipiënt met droog reservoir
- Transport van biologische producten in alle veiligheid zonder spatten van vloeibare stikstof
- Capaciteit van 15 l
- In aluminium

Labo & Analyse

## Toepassingsgebieden

### Bewaring in:

Vloeibare stikstof

### Ontworpen voor:

Biologische monsters

## Specificaties

Opslagcapaciteit .....	15 l
Statische autonomie.....	46 d*
Hals diameter .....	80 mm
Dagelijkse verdamping .....	0.22 l/day
Leeggewicht .....	12.2 kg
Volgewicht .....	20 kg

### INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

## Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

## Dimensies:

Hoogte (H) : 570 mm

Ø2 : 308 mm

Nettogewicht : 11.6 kg

## Handleiding:

OP VOYAGEUR

## Bestelinformatie:

Geleverd met 2 bussen (met 2 kopjes). Afsluitbaar deksel (slot niet inbegrepen)

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113535	VOYAGEUR12 G 2 BUS RIETJ&T	N2 (Liq)	Aluminium

## Options

Referentie	Long designation
116184	BLAUW DEKSEL voor GT (GT3 TOT GT38) & VOYAGEURS/12