

CRYOGENE RECIPIËNTEN

AGIL 3



- Cryogeen recipiënt met kleine capaciteit
- Opslag en transport van cryogene vloeistoffen
- Capaciteit van 3 L
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor:

Vloeibare stikstof

Uitgezonderd:

Zuurstof

Specificaties

Opslagcapaciteit	3 l
Statische autonomie.....	23 d*
Dagelijkse verdamping	3.1 l/day*
Leeggewicht	1.78 kg

*Dagelijkse verdamping en statische autonomie bij 20°C, 1013 mbar, immobiel recipiënt zonder dop.

INFO +

Gebruik de handschoenen + veiligheidsbril en veiligheidsvizier voor alle handelingen met vloeibare stikstof en een zuurstofdetector.

Dimensies:

Hoogte (H) : 190 mm

Ø2 : 185 mm

Ø1 : 200 mm

Nettogewicht : 1.78 kg

Handleiding:

OP AGIL

Bestelinformatie:

Geleverd zonder stop. Kurk als optie te bestellen.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113549	AGIL3 LQ	N2 (Liq)	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	116165	Kurkdeksel voor AGIL3 en AGIL 6
	116967	BESCHERMBRIL
	151015	
	151016	
	151017	
	151018	