

CRYOGENE RECIPIËNTEN

ARPEGE 55 LIQUID



- Cryogeen recipiënt met gemiddelde capaciteit
- Bewaren van kleine biologische producten in de vloeistoffase
- 55 L Capaciteit
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Statische autonomie.....	23 d*
Hals diameter	378 mm
Dagelijkse verdamping	2.4 l/day*
Leeggewicht	46 kg**
Volgewicht	90 kg**

*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

**zonder apparatuur

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Lengte (L): : 468 mm
Hoogte (H): : 1035 mm
Diepte (D): : 546 mm
Nettogewicht : 46 kg

Handleiding:

OP ARPEGE

Bestelinformatie:

Standaard geleverd zonder beslag.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
171982	ARPEGE55	N2 (Liq)	Aluminium
171983	ARP55-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171984	ARP55-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171985	ARP55-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium

Options

	Referentie	Long designation
	116524	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=1,5M)
	168455	Set voor Serotheque (105 canisters 6 niveaus) voor RCB600