

# RACK IND WITH CHAIN



- Gascilinder verankeringsysteem
- Wandmontage
- In gelakt staal

Lassen, Snijden, Warmtebehandeling, Industriële processen

## Toepassingsgebieden

### Ontworpen voor:


Samengeperste cilindergassen in L50 en M20, V loeibare gassen in B84 cilinder

## Dimensies:

Lengte (L): : 450 mm

Hoogte (H): : 243 mm

Nettogewicht : 1.27 kg



## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Materiaal
162192	CILINDER REK VOOR 1 CIL MET KETTING	Staal