

CRYOPRESERVATION CONTAINER GT 26



- Kleine containers voor Cryopreservatie
- Opslag van vlokkenmonsters
- 26,7 L Capaciteit
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Opslagcapaciteit	26.7 l
Statische autonomie.....	83 d
Hals diameter	80 mm
Dagelijkse verdamping	0.32 l/day*
Leeggewicht	14.8 kg
Volgewicht	36 kg

*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Hoogte (H) : 460 mm

Ø2 : 468 mm

Nettogewicht : 14.8 kg

Handleiding:

OP GT

Bestelinformatie:

Geleverd met roestrijstalen bussen 1 niveau. Afsluitbaar deksel (hangslot niet meegeleverd)

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113511	GT26 LQ 9 SS BUS RIETJES	N2 (Liq)	Aluminium

Options

Referentie	Long designation
116599	DOP voor GT26 (CANISTER INOX)
116604	NIVEAULINIAAL voor GT