

CRYOPRESERVATION CONTAINER GT 14



- Kleine containers voor Cryopreservatie
- Opslag van vlokkenmonsters
- 13,5 L inhoud
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Opslagcapaciteit	13.5 l
Statische autonomie.....	56 d
Hals diameter	80 mm
Dagelijkse verdamping	0.24 l/day*
Leeggewicht	9.5 kg
Volgewicht	20.4 kg

*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Hoogte (H) : 455 mm

Ø2 : 358 mm

Nettogewicht : 9.5 kg

Handleiding:

OP GT

Bestelinformatie:

Geleverd met roestrijstalen bussen 1 niveau. Afsluitbaar deksel (hangslot niet inbegrepen)