

CRYOGENE RECIPIËNTEN VOYAGEUR 5



- Cryogeen recipiënt met droog reservoir
- Transport van biologische producten in alle veiligheid zonder spatten van vloeibare stikstof
- Capaciteit van 6.5 l
- In aluminium

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Bewaring in:

Vloeibare stikstof

Ontworpen voor:

Biologische monsters

Specificaties

Opslagcapaciteit	6.5 l
Statische autonomie.....	37 d*
Hals diameter	50 mm
Dagelijkse verdamping	0.13 l/day
Leeggewicht	7.5 kg
Volgewicht.....	11.3 kg

INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Dimensies:

Hoogte (H) : 550 mm

Ø2 : 248 mm

Nettogewicht : 7.5 kg

Handleiding:

OP VOYAGEUR

Bestelinformatie:

Geleverd met 2 bussen (met 2 kopjes). Afsluitbaar deksel (slot niet inbegrepen)

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113533	VOYAGEUR5 G 2 BUS RIETJ&T	N2 (Liq)	Aluminium

Options

Referentie	Long designation
116184	BLAUW DEKSEL voor GT (GT3 TOT GT38) & VOYAGEUR5/12