

# CRYOGENE RECIPIËNTEN

## ARPEGE 70 LIQUID



- Cryogeen recipiënt met gemiddelde capaciteit
- Bewaren van kleine biologische producten in de vloeistoffase
- 72 L inhoud
- In aluminium

Labo & Analyse

### Toepassingsgebieden

#### Bewaring in:

Vloeibare stikstof

#### Ontworpen voor:

Biologische monsters

### Specificaties

Statische autonomie.....	103 d*
Hals diameter .....	215 mm
Dagelijkse verdamping .....	0.7 l/day*
Leeggewicht .....	48 kg**
Volgewicht .....	90 kg**

\*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

\*\*zonder apparatuur

#### INFO +

Medisch hulpmiddel van klasse IIa - GMDN-code 16534

### Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

## Dimensies:

Lengte (L): : 586 mm

Hoogte (H): : 921 mm

Diepte (D): : 673 mm

Nettogewicht : 48 kg

## Handleiding:

OP ARPEGE

## Bestelinformatie:

Standaard geleverd zonder armaturen.

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
171958	ARPEGE70	N2 (Liq)	Aluminium
171959	ARP70-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171960	ARP70-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium
171961	ARP70-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium

## Options

	Referentie	Long designation
	116524	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=1,5M)